

クリップに指を挟んで電源ボタンを押すだけで  
血中酸素脈拍状態の目安を測定できます。



## 血液酸素脈拍チェッカー



血中酸素の  
参考値測定



脈拍数の  
参考値測定



自動アラーム機能




見やすい LCD 表示



自動電源 OFF 機能  
約 8 秒後

- 軽量でコンパクトなため、持ち運びや収納に便利
- ワンボタンで血中酸素と脈拍数の測定(参考値)
- 測定値が血中酸素と脈拍基準範囲を超えると、自動的にアラーム警告します
- LCD(液晶)ディスプレイで、クリアでわかりやすい表示
- 計測を終了すると、約 8 秒で自動的に電源 OFF し、バッテリー寿命を延ばします

ジョギングやスポーツ時の体調管理  
ご家族や高齢者の方の健康管理  
無自覚な体調変化の管理



- 指先がプローブ部の中心に水平に挿入され、先端がセンサーに触れていることを確認します。
- 指が冷たいなどの末梢循環が悪いと正しく測定されません。また、マニキュアやネイルなどで光の透過が妨げられる場合も正確に測れないので、取り除いて測定する必要があります。

## 仕様等

表示部		液晶画面 (LCD)	型 式	AM-802-S	
血中酸素 (%)	測定精度	90 ~ 100% : ±2% 70 ~ 89% : ±3%	保護等級	IPX2	
	測定範囲	70 ~ 99% : ±3%	表示単位	血中酸素 : 1%、脈拍数 : 1bpm	
脈 拍 数	測定精度	±3bpm	電源容量	DC3.0V (単4×2)	
	測定範囲	30 ~ 250bpm	サイズ	L×W×H : 61×34×30.5(mm)	
国際規格	EN ISO80601-2-61、EN 60601-1、EN 60601-1-2、ISO15223-1 準拠			重 さ	31.5g

この製品は医療用器具ではありません。

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

[www.bitstrong.co.jp](https://www.bitstrong.co.jp)