

# Haier

## ドライシッパーシリーズ



- 吸収剤で液体窒素を吸着し、容器内を-190°C以下に維持
- 輸送中に容器が倒れて液体窒素がこぼれるのを防止できます
- 3年間の真空保証
- 頑丈で耐久性のあるアルミニウム構造
- ステンレスメッシュで液体窒素吸収材と保管スペースを隔離
- 南京錠で施錠が可能なロックキャップ
- ハードケースやキャニスター、凍結ボックスラックなど  
各種アクセサリーオプション  
(ハードケースは10Lモデル用のみ)

	YDH-3	YDH-6-80	YDH-10-125	YDH-15-216	YDH-25-216
キャニスター数	1	1	1	-	-
ラック数	-	-	1 (標準)	1	1
<b>最大保管容量</b>					
0.5mL ストロー	132	374	854	-	-
0.25mL ストロー	298	837	1940	-	-
2.0mL 凍結チューブ	-	-	100	243	405
凍結ボックス	-	-	4箱 (5×5)	3箱 (9×9)	5箱 (9×9)
<b>スペック</b>					
液体窒素収納量 (L)	3	6	10	15	25
液体窒素吸収量 (L)	1.3	2.9	3.4	6	9
液体窒素蒸発損失 (L/日)	0.16	0.2	0.43	1.5	0.89
液相保持期間 (日)	20	37	23	10	29
気相保持期間 (日)	8	14	8	4	10
<b>寸法</b>					
口径 (mm)	50	80	125	216	216
高さ (mm)	435	487	625	540	716
外径 (mm)	223	300	300	394	394
キャニスター外径 (mm)	38	63	97	-	-
キャニスター高さ (mm)	120	120	120	-	-
空重量 (kg)	3.2	4.9	6.7	8.5	15
総重量 (kg)	4.7	7.5	11	25	30
梱包重量 (kg)	5.5	7.7	9.7	15.2	20.5



**お問い合わせ:**

**発売元**

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

[www.bitstrong.com](http://www.bitstrong.com)