

50mL 2液混練カートリッジ関連製品

ミキシングガン

- ミキシングチップを先端に装着した歯科用2液硬化型印象材の50mlカートリッジを装着し、カートリッジのピストンを押しこみ、印象材を混練しながら押し出すためのミキシングガンです。
- 耐久性を向上させるため金属部品を使用した高品質仕様になっています。



ミキシングガン

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000417

希望小売価格 **¥4,900** (税別)

ニューミキシングチップ

- 印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。
- 従来製品は、印象材カートリッジの溝に合わせて固定する必要がありましたが、本製品はどの方向でも固が可能です。
- 内側の2つの突起により印象材の漏れを防止し、完璧な混練が可能です。

材質:PP(外装部)、POM(スクリュー部)

- Lグリーン(ヘビーボディ印象材用) 長さ87mm
 - Sピンク(レギュラー/ヘビーボディ印象材用) 長さ80mm
 - SSイエロー(ライトボディ印象材、コア材用) 長さ70mm
 - SSSブルー(ライトボディ印象材、コア材用) 長さ57mm
- 各80本入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000415

希望小売価格 **オープン**



ミキシングチップII

- オリジナルのMIXPAC社デザインを再現したジェネリック製品です。
- 印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。

材質:PP(外装部)、POM(スクリュー部)

- グリーン(ヘビーボディ印象材用) 長さ88mm
 - ピンク(レギュラー/ヘビーボディ印象材用) 長さ83mm
 - イエロー(ライトボディ印象材、コア材用) 長さ70mm
 - ブルー(ライトボディ印象材、コア材用) 長さ58mm
- 各50本入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000416

希望小売価格 **オープン**



オーラルチップ

- 歯科治療に使用する50ml印象材カートリッジ対応のミキシングチップの先端に取り付け、充填部位にアクセスし、適量を押し出します。

材質:PP

ニューイントラオーラルチップ SSイエロー φ5×21.5mm

※ミキシングチップイエロー、ブルー用

ニューイントラオーラルチップ Sホワイト φ6×25mm

※ミキシングチップグリーン、ピンク用

各100庫入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

希望小売価格 オープン



ホワイト



イエロー

バイトチップ

- 50mlヘビーボディ印象材カートリッジ用のミキシングチップ(グリーン、ピンク)の先端に取り付け、印象材トレーに薄く、広く効率的に押し出します。

φ6.3(最大幅8)×18mm

50個入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

希望小売価格 オープン



カートリッジコネクター

- 使用後に残った印象材を別のカートリッジに移し替えることができます。

材質:PP

3個入

希望小売価格 950 (税別)



お問い合わせ

製造販売業者

株式会社ビットストロング

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: imaging@bitstrong.co.jp

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>