

-30~-15℃バイオメディカルフリーザー BS-MDW-30XL90



前面通気設計

幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。



コンパクトサイズ

アメリカ障害者法が定める業務用台下冷蔵庫の高さ32インチ未満を満たす設計(812mm)のため、ほとんどのラボラトリーや薬局のカウンター下での使用が可能です。



環境に優しい


ノンフロン冷媒R290を使用しています。
エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。



安全な保管


複数のアラームにより安全に保管ができます。
内蔵充電池のより、停電後48時間システムは動作し続けます。

構造





冷却・保冷性能

設定温度-30℃までの庫内温度変化



電源停止後の庫内温度変化



庫内温度均一性





設定温度-30℃までの
到達時間



定格消費電力
Energy Star基準 (Lab Grade Refrigerators
and Freezers)による

仕様

	BS-MDW-30XL90
設置タイプ	床置き、作業机上下
容量(L)	90
内部寸法(mm)	440×465×480
外形寸法(mm)	600×624×812
梱包寸法(mm)	662×682×892
製品重量(kg)	52
梱包重量(kg)	59
温度範囲(℃)	-30~-15
環境温度(℃)	16~32
騒音(dB(A))	44.1
気候クラス	N(温帯)
制御素子	マイクロプロセッサ
ディスプレイ	デジタル
コンプレッサー数	1個
冷却方式	直冷
霜取り方式	手動
冷媒	R290(プロパン)
断熱材厚さ(mm)	80
外装材	塗装鋼板
内装材	アルミニウム板
棚	網棚×2枚、バスケット×1個
アクセス孔	φ25mm×1個
脚	キャスター×2個、水平調整脚×2個
インターフェース	USBポート、無電圧遠隔アラーム接点
温度アラーム	高温/低温、高環境温度
電源アラーム	電源切断、低電池残量
システムアラーム	センサー異常、半ドア、内蔵USBデータロガー異常、データ通信異常
電源	AC 110V 60Hz
定格電力(W)	110
消費電力(kWh/日)	1.5
定格電流(A)	1.7



お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>