

# 洗浄チップ・マトリックステープ他

## 洗浄チップ

- 1.2または5mLのルアーロック式シリンジの先端に装着し、水酸化カルシウムペーストなどの薬液の塗布に使用します。
- 歯科ユニットのバキュームに、ルアーロック式アダプター\*を介して接続し、根管内の水分除去に使用します。

\*弊社では取り扱っておりません。

材質:PP

サイズ: 直 φ7.8 (11.5)×45 mm  
曲 φ7.8 (11.5×21)×40 mm

各50個入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232008003

直 **¥1,925**(税抜¥1,750) 曲 **¥2,288**(税抜¥2,080)



## シムストック 8 mm×10 m



- 極薄フィルムで歯の切端部の咬合確認、インプラント上部構造の咬合確認ができる。

材質:アルミ蒸着ポリエステルフィルム(厚さ8μm)

ケースサイズ:φ58×16 mm

1個入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232000905

**¥1,496**(税抜¥1,360)

# マトリクステープ

## FDIマトリックスロール

- 歯科用修復材の使用時に、隣接する歯との接触を遮断し、輪郭形態維持に使用します。
- 優れた靱性と弾性を備えており、歯の形状を良好にフィットし、歯肉を傷つけません。

材質: ポリエステル

素材サイズ: 厚さ38 $\mu$ m×幅8mm×21m  
厚さ38 $\mu$ m×幅10mm×21m

各1個入

医療機器製造販売届出番号: 13B3X00232100001

FDIマトリックスロール ケース付き 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,000**(税別)



## マトリックステープ

- 歯科用修復材の使用時に、隣接する歯との接触を遮断し、輪郭形態維持に使用します。
- 優れた靱性と弾性を備えており、歯の形状を良好にフィットし、歯肉を傷つけません。

材質: ポリエステル

製品サイズ: ケース付き: 59.5×56.3×16.2 mm  
リフィル:  $\phi$ 40.7×8.2または10.2mm

素材サイズ: 厚さ38 $\mu$ m×幅8mm×21m  
厚さ38 $\mu$ m×幅10mm×21m

各1個入


医療機器製造販売届出番号: 13B3X00232100001

マトリクステープセット カッター付き 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,150**(税別)

同リフィル 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,100**(税別)



### お問い合わせ

#### 販売業者

株式会社フロンティアデンタル  
〒111-0032  
東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F  
TEL: 03-6240-6158

#### 製造販売業者

株式会社ビットストロング  
〒112-0002  
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F  
TEL: 03-3868-5605 FAX: 03-3868-5616

● お問い合わせは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>