

bitstrong

凍結サンプル保管・輸送用 液体窒素容器 総合カタログ



大規模サンプル保管用 バイオバンクシリーズ



液体窒素の損耗を最小限に抑えながらサンプルの保管容量を確保し、全体的な運用コストを削減する設計
350～1880Lの9モデル

IoT管理 スマートシリーズ



IoTおよびクラウド管理システムにより、温度と窒素液面をリアルタイムモニタリングして保管サンプルを安全に管理
65～175Lの5モデル

ミディアムサイズ 保管容器シリーズ



中規模のサンプル保管用に、液体窒素の消費量を減らし、設置場所の面積を減らせる角形ラック対応の中型モデル
65～175Lの5モデル

スモールサイズ 保管容器シリーズ



少ない液体窒素消費量の、角形ラック対応の小型保管用モデル
10～50Lの5モデル

サンプル保管・輸送用 大容量容器シリーズ



円柱形キャニスターに対応した、サンプル保管・輸送用モデル
2～50Lの6タイプの容量に複数の口径モデル

輸送用ドライシッパー シリーズ



吸収剤で液体窒素を吸着して容器内を-190℃以下の気相に維持し、輸送中に容器が倒れて液体窒素がこぼれるのを防止
3～25Lの5モデル

液体窒素貯蔵・供給用 容器シリーズ



液体窒素の貯蔵・供給用の保存容器
5～500Lの10モデル


凍結サンプル保管オプション

2mL 凍結チューブ対応品




2mLチューブ 凍結ボックス 角型ラック 2mLチューブ ケーン キャニスター

5mL 凍結チューブ対応品



5mLチューブ 凍結ボックス 角型ラック 5mLチューブ ケーン キャニスター

ストロー対応品



ストロー 保護カバー キャニスター

お問い合わせ:

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>
 〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
 お問い合わせはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>