

# 25mL 2液混練カートリッジ

## ニューミキシングチップ



- 25mL印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。
- 従来製品は、印象材カートリッジの溝に合わせて固定する必要がありましたが、本製品はどの方向でも固が可能です。
- 内側の2つの突起により印象材の漏れを防止し、完璧な混練が可能です。

材質：PP(外装部)、POM(スクリュー部)

ニューレジンコアチップ 長さ37mm (オーラルチップ取り付け可)

ニューレジンセメントチップ S 長さ40mm

ニューレジンセメントチップ L 長さ50mm

各50本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X00232008003

希望小売価格 **¥1,980** (税別)

## ミキシングチップ II

- オリジナルのMIXPAC社デザインを再現したジェネリック製品です。
- 25mL印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。

材質：PP(外装部)、POM(スクリュー部)

レジンコアチップ 長さ33mm (オーラルチップ取り付け可)

レジンコアチップ 長さ36.5mm (オーラルチップ取り付け可)

レジンセメントチップ II S 長さ39.3mm

レジンセメントチップ II L 長さ50mm

各50本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X00232101101

希望小売価格 **¥1,980** (税別)



# オーラルチップ(レジンコアチップ用)

## アクセスチップ

- 25mLカートリッジ(BL25規格)の2液硬化型のコア材/レジンセメント用のミキシングチップの先端に装着します。

材質:PP樹脂

サイズ、重さ:

アクセスチップ S 11.5×5×13.5mm、0.08g

アクセスチップ L 15×5×16mm、0.08g

各50個入


医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

アクセスチップ S 太ショート FD-S117

希望小売価格 **¥830**(税別)

アクセスチップ L 細ロング FD-S146

希望小売価格 **¥1380**(税別)



## エンドチップ

- 25mLカートリッジ(BL25規格)の2液硬化型のコア材/レジンセメント用のミキシングチップの先端に装着します。
- 流動性の高い1:4混練印象材に適しています。

材質:PP樹脂

100個入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

希望小売価格 **¥1,980**(税別)



### お問い合わせ

#### 販売業者

株式会社フロンティアデンタル

〒111-0032

東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F

TEL:03-6240-6158

#### 製造販売業者

株式会社ビットストロング

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>