

# 25mL 2液混練カートリッジ

## ニューミキシングチップ



- 25mL印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。
- 従来製品は、印象材カートリッジの溝に合わせて固定する必要がありましたが、本製品はどの方向でも固が可能です。
- 内側の2つの突起により印象材の漏れを防止し、完璧な混練が可能です。

材質：PP(外装部)、POM(スクリュー部)

ニューレジンコアチップ 長さ37mm (オーラルチップ取り付け可)

ニューレジンセメントチップ S 長さ40mm

ニューレジンセメントチップ L 長さ50mm

各50本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X00232008003

希望小売価格 オープン

## ミキシングチップ II

- オリジナルのMIXPAC社デザインを再現したジェネリック製品です。
- 25mL印象材カートリッジの先端に装着し、1:1で混練して吐出させます。

材質：PP(外装部)、POM(スクリュー部)

レジンコアチップ 長さ33mm (オーラルチップ取り付け可)

レジンコアチップ 長さ36.5mm (オーラルチップ取り付け可)

レジンセメントチップ II S 長さ39.3mm

レジンセメントチップ II L 長さ50mm

各50本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X00232101101

希望小売価格 **¥1,980** (税別)



# マトリクステープ

## FDIマトリックスロール

- 歯科用修復材の使用時に、隣接する歯との接触を遮断し、輪郭形態維持に使用します。
- 優れた靱性と弾性を備えており、歯の形状を良好にフィットし、歯肉を傷つけません。

材質: ポリエステル

素材サイズ: 厚さ38 $\mu$ m×幅8mm×21m  
厚さ38 $\mu$ m×幅10mm×21m

各1個入

医療機器製造販売届出番号: 13B3X00232100001

FDIマトリックスロール ケース付き 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,000**(税別)



## マトリクステープ

- 歯科用修復材の使用時に、隣接する歯との接触を遮断し、輪郭形態維持に使用します。
- 優れた靱性と弾性を備えており、歯の形状を良好にフィットし、歯肉を傷つけません。

材質: ポリエステル

製品サイズ: ケース付き: 59.5×56.3×16.2 mm  
リフィル:  $\phi$ 40.7×8.2または10.2mm

素材サイズ: 厚さ38 $\mu$ m×幅8mm×21m  
厚さ38 $\mu$ m×幅10mm×21m

各1個入


医療機器製造販売届出番号: 13B3X00232100001

マトリクステープセット カッター付き 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,150**(税別)

同リフィル 幅8mm、幅10mm

希望小売価格 **¥1,100**(税別)



### お問い合わせ

販売業者  
株式会社フロンティアデンタル  
〒111-0032  
東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F  
TEL: 03-6240-6158

製造販売業者  
株式会社ビットストロング  
〒112-0002  
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F  
TEL: 03-3868-5605 FAX: 03-3868-5616

● お問い合わせは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>