

ハンドピース・CRディスペンサー関連製品

SPポリシングブラシ



- JIS T5504-1、φ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、歯面の洗浄に使用します。
- スケーティング作業は、研磨用の溶剤を使用して行うことができます。
- 施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。

材質:PA(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコーンゴム(Oリング)

サイズ:φ2.35(Oリングφ3.5)×35 mm

36本入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000411

希望小売価格 **¥3,600** (税別)



※コントラアングルハンドピースに装着した状態参考画像

PMTCMANDREL

- ねじ固定タイプのポリシングカップ、ポリシングブラシ、ポリシングディスクなどを、JIS T5504-1 φ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースで使用できるようにします。

材質:真鍮(Niめっき)

サイズ:φ2.35×14 mm

12本入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000413

希望小売価格 **¥1,130** (税別)



CRディスペンサー



- 先端に流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填したアキュドーズ、ニードルチップを装着して、充填した材料を押し出します。

材質:硬質プラスチック(本体)、鋼材(軸・スプリング)
サイズ:140×22×100mm

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000417

希望小売価格 **¥3,200** (税別)

※ニードルチップ20G CRシリンジ用を装填した状態の参考画像

アキュドーズ CRシリンジ用



- 流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填してCRシリンジ、CRディスペンサーの先端に取り付けて使用します。

- 低～中粘度CRシリンジ用です。

材質:PP(チューブ)、PEワックス(プラグ)
サイズ:φ8×27.5mm(チューブ)、φ5×12mm(プラグ)

100セット入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000403

希望小売価格 **オープン**

ニードルチップ 20G CRシリンジ用

- 流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填してCRシリンジ、CRディスペンサーの先端に取り付けて使用します。

- 20Gのニードル部は自由に曲げて使用できます。

- キャップ代わりに使用してUV硬化型材料のチューブ内での硬化を防ぐことができます。

- 低～中粘度CRシリンジ用です。

材質:PA(チューブ)、ステンレス(ニードル)、PEワックス(プラグ)

サイズ:φ8×50.5mm(チューブ)、φ5×13mm(プラグ)

100セット入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000403

希望小売価格 **オープン**



お問い合わせ

販売業者
株式会社フロンティアデンタル
〒111-0032
東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F
TEL:03-6240-6158

製造販売業者
株式会社ビットストロング
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: imaging@bitstrong.co.jp

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>