

ブラシ・CRディスプレインサー関連製品

FD-24-1 SPポリシングブラシ



- JIS T5504-1、φ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、歯面の洗浄に使用します。
- スケーティング作業は、研磨用の溶剤を使用して行うことができます。
- 施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。

材質:PA(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコンゴム(Oリング)

サイズ:φ2.35(Oリングφ3.5)×35 mm

36本入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232000211

希望小売価格 **¥3,600** (税別)



FD-24-8 PMTCマンドレル

- ねじ固定タイプのポリシングカップ、ポリシングブラシ、ポリシングディスクなどを、JIS T5504-1 φ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースで使用できるようにします。

材質:真鍮(Niめっき)

サイズ:φ2.35×14 mm

ネジ穴 →



← ラッチ
固定部

12本入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001108

希望小売価格 **¥1,130** (税別)



ポストブラシ

- JIS T5504-1、φ2.35 mmラッチタイプのコントラアングルハンドピースに直接差し込んで、根管内への薬剤挿入、根管からの異物排出、歯間の洗浄に使用します。
- 施術時に発生する粉塵がコントラアングルに流入するのを防ぐためのOリングが付属しています。

材質:PA(ブラシ)、真鍮(本体)、シリコンゴム(Oリング)

サイズ: ロング φ3.5(含Oリング)×36mm


ショート φ3.5(含Oリング)×31mm

テーパー φ3.5(含Oリング)×31mm

各12本入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232000210

希望小売価格 **¥2,800** (税別)



アスピレーターブラシ

- アスピレーター洗浄用の硬さ、長さの異なるブラシのセットです。

材質:PA(ブラシ)、ステンレス(本体)

赤:軟質 緑:硬質 無色:中間

3本セット 希望小売価格 **¥2,150** (税別)



CRディスペンサー



※ニードルチップ20G CRシリンジ用を装填した状態の参考画像

- 先端に流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填したアキュドーズ、ニードルチップを装着して、充填した材料を押し出します。

材質:硬質プラスチック(本体)、鋼材(軸・スプリング)
サイズ:140×22×100mm

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001204

希望小売価格 **¥3,200** (税別)

アキュドーズ CRシリンジ用



- 流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填してCRシリンジ、CRディスペンサーの先端に取り付けて使用します。

- 低～中粘度CRシリンジ用です。

材質:PP(チューブ)、PEワックス(プラグ)
サイズ:φ8×27.5mm(チューブ)、φ5×12mm(プラグ)

100セット入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

希望小売価格 **オープン**

ニードルチップ 20G CRシリンジ用

- 流動性複合材料、コア材料、セメントなどを充填してCRシリンジ、CRディスペンサーの先端に取り付けて使用します。

- 20Gのニードル部は自由に曲げて使用できます。

- キャップ代わりに使用してUV硬化型材料のチューブ内での硬化を防ぐことができます。

- 低～中粘度CRシリンジ用です。

材質:PA(チューブ)、ステンレス(ニードル)、PEワックス(プラグ)

サイズ:φ8×50.5mm(チューブ)、φ5×13mm(プラグ)

100セット入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001203

希望小売価格 **オープン**



お問い合わせ

販売業者
株式会社フロンティアデンタル
〒111-0032
東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F
TEL:03-6240-6158

製造販売業者
株式会社ビットストロング
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: imaging@bitstrong.co.jp

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>