

洗浄チップ・マトリックステープ

洗浄チップ

- 1.2または5mLのルアーロック式シリンジの先端に装着し、水酸化カルシウムペーストなどの薬液の塗布に使用します。
- 歯科ユニットのバキュームに、ルアーロック式アダプター*を介して接続し、根管内の水分除去に使用します。

*弊社では取り扱っておりません。

材質:PP

サイズ: 直 φ7.8 (11.5)×45 mm
 曲 φ7.8 (11.5×21)×40 mm

各50個入

医療機器製造販売届出番号:13B2X10446000406

直 ¥1,750 (税別) 曲 ¥2,080 (税別)



マトリックステープ

- 歯科用修復材の使用時に、隣接する歯との接触を遮断し、輪郭形態維持に使用します。
- 優れた靱性と弾性を備えており、歯の形状を良好にフィットし、歯肉を傷つけません。

材質:ポリエステル

製品サイズ: ケース付き:59.5×56.3×16.2 mm
 リフィル:φ40.7×8.2mm

素材サイズ: 厚さ38μm×幅8mm×21m

各1個入


医療機器製造販売届出番号:13B3X00232100001

マトリクステープセット カッター付き 幅8mm

希望小売価格 ¥1,150(税別)

同リフィル 幅8mm

希望小売価格 ¥1,100(税別)



お問い合わせ

製造販売業者
 株式会社ビットストロング
 〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: imaging@bitstrong.co.jp

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>